



Arterial Arm Stick Kit to realistycznie odtworzone ramię dorosłego mężczyzny z systemem tętnic do nauki prawidłowego wykonywania nakłuć tętniczych do gazometrycznego badania krwi.



Właściwości:

- możliwość wykonywania testu Allena
- giętki nadgarstek
- ciśnienie tętnicze generowane manualnie
- tętnice wyczuwalne dotykiem
- możliwość wykonywania wstrzyknięć w tętnicę ramienną i promieniową
- możliwość zwiększenia ciśnienia krwi w tętnicach skutkująca cofaniem się strzykawki
- wymienny system tętnic i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu

Dostępne warianty:

375-80001 Arterial Arm Stick Kit - kompletny zestaw z akcesoriami

375-81001 Arterial Arm Stick – samo ramię

Zestaw Arterial Arm Stick Kit zawiera:

- ramię dorosłego mężczyzny
- wymienną skórę z systemem tętnic
- sztuczną krew
- 5 strzykawk
- spray silikonowy
- walizkę transportową
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

375-80150 Replacement Skin & Arteries
wymienna skóra i tętnice

300-00750 Simulated Blood - sztuczna krew

300-00650 Manikin Lubricant - spray silikonowy

