



Manekiny z serii AED Resusci Anne zaprojektowano do współpracy z defibrylatorem treningowym Laerdal AED Trainer 2 z Technologią Laerdal Link (jedyne w swoim rodzaju system rozpoznawania prawidłowości przyklejenia elektrod)

zestaw nie zawiera
defibrylatora
treningowego



Właściwości manekina:

- bieżąca kontrola przebiegu ćwiczeń dzięki panelom SkillGuide / SkillReporter (w wersji SkillReporter dodatkowo możliwość wydruku statystyki zdarzeń),
- manekin, defibrylator treningowy i specjalne elektrody treningowe są ze sobą sprzężone dla lepszego wspomaganie nauki prawidłowego ich przyklejania,
- defibrylator treningowy wydaje głosowe polecenia identycznie jak w przypadku prawdziwego defibrylatora AED,
- nieprawidłowe przyklejenie elektrod jest sygnalizowane przez system i blokuje dalsze postępowanie do czasu ich poprawienia,
- zastosowanie pilota zdalnego sterowania daje prowadzącemu ćwiczenia możliwość ingerencji w gotowe scenariusze.

Zestaw zawiera:

- **Manekin AED Resusci Anne** w walizce
- elektroniczny panel kontrolny **SkillGuide** – tylko wersje oznaczone jako „SkillGuide”
- elektroniczny panel kontrolny **SkillReporter** wraz z 1 rolką papieru – tylko wersje oznaczone jako „SkillReporter”
- 3 części twarzowe
- 2 wymienne drogi oddechowe
- ubranie (spodnie tylko w wersji Full Body)
- instrukcję obsługi

Dostępne warianty manekina:

- 32 00 60 AED Resusci Anne Torso SkillGuide (tors)
- 32 00 70 AED Resusci Anne Torso SkillReporter (tors)
- 32 00 80 AED Resusci Anne SkillGuide, Full-Body (manekin z kończynami)
- 32 00 90 AED Resusci Anne SkillReporter, Full-Body (manekin z kończynami)



Materiały zużywalne:

- 31 02 10 Face skin - część twarzowa (op. 6 szt.)
- 31 02 20 Face skin - część twarzowa dekorowana (op. 6 szt.)
- 15 22 50 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)
- 15 12 01 Manikin Face Shields - serwetki do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)
- 31 50 50 Papier do drukarki panelu SkillReporter (op. 5 rolek)

