



AT Kelly Torso to manekin do treningu wykonywania wkłuc centralnych i odbarczania odmy opłucnowej z możliwością wykonywania intubacji.



Właściwości manekina:

- możliwość treningu przyrządowych i bezprzyrządowych czynności związanych z drogami oddechowymi
- możliwość intubacji przez usta i przez nos
- ręcznie generowane tętno szyjne
- możliwość ostuchiwania brzucha
- możliwość uciśnień klatki piersiowej
- odbarczanie odmy opłucnowej w okolicy śródbojczykowej i śród pachowej
- wkłucia centralne (prawa strona - szyja i okolica podobojczykowa)

260-0001 AT Kelly Torso

Zestaw AT Kelly Torso zawiera:

- manekin – tors
- zestaw naprawczy
- spray silikonowy
- bezrękawnik
- torba transportowa



Materiały zużywalne:

250-21050 Airway Lubricant – spray silikonowy (45 ml)

200-00150 Bladder Replacement Kit – zestaw naprawczy

