



Crash Kelly to manekin do ćwiczenia unieruchamiania pacjenta rozbudowany o głowę do nauki intubacji.



Właściwości manekina:

- intubacja przez nos i przez usta
- ćwiczenie odsysania
- ręcznie generowane tętno szyjne
- twarda waliza lub miękka torba dostępne opcjonalnie.

Manekin Crash Kelly opcjonalnie może być również wyposażony w zestawy urazowe:

- BTLIS Victim Injury Set
- Trauma Modules Set

co znacząco rozszerza zakres jego zastosowania w realizacji rozbudowanych scenariuszy zdarzeń.

201-10001 Crash Kelly - manekin w wersji podstawowej

Zestaw zawiera:

- Manekin
- Manikin Lubricant –spray silikonowy
- Assembly Tool Kit – zestaw narzędzi
- Instrukcja obsługi