



Convalescent Kelly to manekin dorosłego mężczyzny umożliwiający zarówno trening resuscytacji krążeniowo - oddechowej jak i wykonywanie podstawowych procedur pielęgnacyjnych



Właściwości manekina:

- realistyczne stawy umożliwiające wykonywanie biernych ćwiczeń ruchu, technik przenoszenia pacjenta i pielęgnacji ortopedycznej
- możliwość opatrywania i bandażowania, pielęgnacji stóp i stosowania pończoch przeciwzakrzepowych
- możliwość treningu resuscytacji krążeniowo - oddechowej i tłoczni brzusznej (manewr wypychania brzuszego)
- konieczność odchylenia głowy/ uniesienia brody do udzielenia dróg oddechowych
- tętno na tętnicy szyjnej generowane ręcznie
- głowa z anatomicznymi znakami orientacyjnymi pozwalająca na wykonywanie podstawowych procedur pielęgnacyjnych, w tym zewnętrznej pielęgnacji sztucznej szczęki
- możliwość podawania tlenu
- możliwość wstrzyknięć domięśniowych w mięsień naramienny, grzbietowo-pośladkowy, brzuszno-pośladkowy i obszerny boczny
- zamienne genitalia żeńskie i męskie z pojemnikami ułatwiającymi cewnikowanie pęcherza moczowego i podawania lewatywy przy użyciu płynu do realistycznego zwrotu
- wymienne ustniki wielokrotnego użytku i jednorazowe przewody oddechowe skracające czas oczyszczania

302-00001 Convalescent Kelly

Zestaw Convalescent Kelly zawiera:

- Manekin dorosłego mężczyzny – pełna postać z wymiowaną górną i dolną protezą zębową
- Reusable Mouthpieces – ustniki wielokrotnego użytku (2 szt.)
- Disposable Airways – jednorazowe przewody oddechowe (100 szt.)
- koszula szpitalna
- zestaw narzędzi do łączenia części
- zamienne genitalia męskie i żeńskie
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

100-00450 Disposable Airways – jednorazowe worki oddechowe (op. 100 szt.)

300-00950 Upper/Lower Denture Set – zestaw górnej i dolnej protezy zębowej

100-00150 Mouthpieces (op. 6 szt.)

