



Cricoid Stick Trainer to naturalnej wielkości, realistyczna imitacja głowy dorosłego mężczyzny do nauki wykonywania konikotomii i konikopunkcji.

Właściwości manekina:

- możliwość treningu przecinania lub nakłuwania więzadła pierścienno - tarczowego krtani
- dopracowane szczegóły anatomiczne dla możliwie jak najwierniejszej symulacji
- wymienne tchawice
- wymienna skóra szyi wytrzymała wielokrotne przekłuwanie
- głowa dostarczana na podstawie z możliwością prostego i łatwego zamontowania do niektórych manekinów Laerdal w celu umożliwienia realizacji bardziej zaawansowanych scenariuszy zdarzeń



261-01001 Cricoid Stick Trainer

Zestaw Cricoid Stick Trainer zawiera:

- głowa
- twarda tchawica z symulowanym płucem
- miękka tchawica z symulowanym płucem
- wymienna skóra szyi

Materiały zużywalne:

261-01150 Replaceable Trachea - Rigid - wymienna tchawica (twarda)

261-01250 Replaceable Trachea - Soft - wymienna tchawica (miękka)

261-01350 Replacement Neck Skin - wymienna skóra szyi

