



Deluxe Difficult Airway Trainer jest naturalnej wielkości, wiernie odwzorowanym torsem do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie trudnych zabiegów wykonywanych na drogach oddechowych.



Właściwości manekina:

- postępowanie z drogami oddechowymi
 - możliwość symulacji niedrożności dróg oddechowych poprzez nadmuchiwany ręcznie język
 - możliwość intubacji wstecznej
 - możliwość wentylacji strumieniowej przez tchawicę
 - możliwość intubacji światłowodowej ustnej i nosowej
 - możliwość nacięcia i nakłucia krtani między chrząstką pierścieniową a tarczową
 - możliwość intubacji z użyciem wskaźnika świetlnego
 - możliwość użycia Combitube
 - możliwość intubacji ustnej, nosowej i palcowej
 - możliwość wprowadzania rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych
 - możliwość odsysania
 - możliwość intubacji głównego oskrzela prawego
 - możliwość wentylacja metodą „worek-zastawka-maską”
 - możliwość osłuchiwania żołądka - sprawdzenia prawidłowego położenia dróg oddechowych
 - możliwość uciśnięć brzucha
- Umiejętności związane z układem krążenia:
 - możliwość uciskania klatki piersiowej
 - ręcznie generowane tętno szyjne
- łatwość wymiany poszczególnych elementów (skóra szyi, taśma do zaklejania tchawicy po nakłuciu) zapewniają wielokrotność użycia modelu

261-10001 Deluxe Difficult Airway Trainer

W skład zestawu wchodzi:

- manekin - tors
- 5 wymiennych skór szyi
- 1 rolka taśmy do zaklejania tchawicy po nakłuciu
- żel silikonowy

Materiały zużywalne:

250-21050 Airway Lubricant – żel silikonowy (45 ml)

38 11 05 Neck Skins – skóry szyi (op. 6 szt.)

200-00250 Cricothyroid Membrane Tape - taśma do zaklejania tchawicy do nakłuć (1 rolka)

