



Multi-Venous IV Training Arm
to realistycznie odtworzone ramię
z systemem żył do nauki wykonywania
wkłuc dożylnych.



Właściwości:

- możliwość wykonywania wkłuc w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni
- symulacja żył: odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej i trzech żył grzbietowych
- wyczuwalne dotykiem żyły umożliwiają przygotowanie miejsca wkłucia
- możliwość podawanie leków (bolus, wstrzyknięcie)
- wymienny system żył i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu

Dostępne warianty:

Zestawy:

270-00001 Male Multi-Venous IV Training Arm Kit - kompletny zestaw z akcesoriami – ramię mężczyzny
375-50001 Female Multi-Venous IV Training Arm Kit - kompletny zestaw z akcesoriami – ramię kobiety
375-70001 Paediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit - kompletny zestaw z akcesoriami - pediatriczny

Zestawy Multi-Venous IV Training Arm Kit zawiera:

- ramię do wkłuc
- wymienną skórę i system żył
- sztuczną krew
- woreczek wlewu dożylnego z węzłem i zaciskiem
- 5 strzykawkę
- spray silikonowy
- walizkę transportową
- instrukcję obsługi

Same ramiona do wkłuc:

38 07 00 Male Multi-Venous IV Training Arm - ramię mężczyzny
375-51001 Female Multi-Venous IV Training Arm – ramię kobiety
375-71001 Paediatric Multi-Venous IV Training Arm - ramię dziecka

Materiały zużywalne:

31 20 29 Replacement Skin & Vein System – Male
wymieniana skóra i system żył do ramienia męskiego



325-00350 Replacement Skin & Vein System – Female
wymieniana skóra i system żył do ramienia żeńskiego

375-70150 Replacement Skin & Vein System – Paediatric
wymieniana skóra i system żył do ramienia pediatricznego



300-00750 Simulated Blood - sztuczna krew



250-21050 Airway Lubricant – żel silikonowy 45 ml