



Little Anne to lekki i wiernie odtworzony manekin do treningu resuscytacji krążeniowo - oddechowej osoby dorosłej.

W manekinie Little Anne uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej osoby i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Posiada następujące właściwości:

- naturalna blokada dróg oddechowych (odpowiednie odchylenie głowy konieczne do udrożnienia),
- realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
- wentylacja bezprzyrządowa metodą usta-usta lub usta-nos
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),
- specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku,
- torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,
- szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej

Dostępne warianty manekina:

02 00 20 Little Anne

02 00 25 Little Anne – ciemnoskóra

Zestaw zawiera:

- **Manekin Little Anne**
- torbę transportową / matę treningową
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi



02 00 24 zestaw 4 manekinów Little Anne w torbie transportowej

02 00 29 zestaw 4 manekinów Little Anne (ciemnoskórych) w torbie transportowej

Zestaw zawiera:

- **4 Manekiny Little Anne**
- torbę transportową
- 4 maty treningowe
- 4 części twarzowe
- 4 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi



Materiały zużywalne:

31 02 10 Face Skin - część twarzowa (op. 6 szt.)

31 02 15 Face Skin - Dark Skin - ciemnoskóra część twarzowa (op. 6 szt.)

02 03 00 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)

02 03 01 Airways - drogi oddechowe (op. 96 szt.)



15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)

