



**Defibrylator Treningowy
Laerdal AED Trainer 2
służy do bezpiecznej nauki
automatycznej defibrylacji zewnętrznej**



Właściwości defibrylatora:

- AED Trainer 2 wydaje użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim)
- 10 wbudowanych scenariuszy zdarzeń można z łatwością uzupełnić o 3 kolejne, stworzone przez użytkownika dzięki specjalnemu oprogramowaniu dostarczanemu bezpłatnie z defibrylatorem; oprogramowanie służy również do zmian parametrów defibrylatora i standardów AED takich jak czas przeznaczony na resuscytację, dokładność umieszczenia elektrod, ilość defibrylacji w sekwencji itp.
- jedyny w swoim rodzaju system **Laerdal LINK Technology** umożliwia aparatowi Laerdal AED Trainer 2 ustalenie, czy elektrody defibrylacyjne zostały poprawnie przyklejone i jak prawdziwy defibrylator będzie informował o złym kontakcie elektrod, aż zostaną one umieszczone we właściwych miejscach
- zasilany z 6 baterii R14
- wskaźnik zużycia baterii
- pilot zdalnego sterowania pozwala na ingerowanie w aktualnie realizowany scenariusz oraz sterowanie funkcjami defibrylatora (ustawianie i zmianę parametrów szkolenia)

Dzięki systemowi Laerdal LINK Technology defibrylator Laerdal AED Trainer 2 współpracuje bezprzewodowo z manekina **AED Little Anne** i **AED Resusci Anne**

Manekin AED Little Anne
został zaprojektowany specjalnie z myślą
o współpracy z defibrylatorem treningowym
Laerdal AED Trainer 2



94 00 50 Laerdal AED Trainer 2

94 50 50 Remote Control - pilot zdalnego sterowania

94 50 55 Programming Kit - oprogramowanie do defibrylatora Laerdal AED Trainer 2 (dodatkowo do podłączenia defibrylatora do komputera potrzebny standardowy kabel RS-232)



Zestaw Laerdal AED Trainer 2 zawiera:

- Laerdal AED Trainer 2 – defibrylator treningowy
- elektrody treningowe Standard Training Pads
- 6 baterii
- miękką torbę transportową

Materiały zużywalne:

07-10900 Standard Training Pads - standardowe elektrody treningowe

94 50 90 Laerdal LINK Training Pads - elektrody treningowe

