



Laerdal ALS Baby oferuje wyjątkowy realizm ćwiczeń z zakresu zaawansowanej resuscytacji niemowląt, w tym postępowania z drogami oddechowymi (intubacja), pośredniego masażu serca i sztucznej wentylacji, wkłuc dożylowych i monitorowania EKG.



Właściwości manekina Laerdal ALS Baby:

- możliwość wentylacji resuscytorem,
- możliwość treningu rękoczynu Sellick'a,
- możliwość intubacji przez usta i przez nos,
- możliwość treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nie zaleca się stosowania wentylacji powietrzem wydychanym),
- 3 odprowadzenia EKG,
- możliwość wkłuc dożylowych z możliwością pobrania sztucznego szpiku,

Dostępne warianty:

08 00 31 Laerdal ALS Baby 200
08 00 30 Laerdal ALS Baby – zestaw bez symulatora HeartSim 200
26 00 10 Symulator EKG HeartSim 200



*Symulator EKG
HeartSim 200*

Zestaw Laerdal ALS Baby 200 zawiera:

- manekin ALS Baby
- plastikową walizkę
- 4 wymienne wkładki do wkłuc dożylowych
- Pulse Bulb – gumowa gruszka do symulacji tętna
- żel silikonowy
- symulator HeartSim 200
- instrukcja obsługi

Materiały zużywalne:

25 20 90 Airway Lubricant - żel silikonowy



08 23 05 Leg Replacement Pads – wkładki do wkłuc dożylowych (op. 5 szt.)

08 20 25 Lungs/Stomach – płuca/żołądek (op. 6 szt.)

