



Laerdal Compact Suction Unit to niewielki, lekki, poręczny i przy tym bardzo wydajny ssak elektryczny, sprawdzający się w niemal wszystkich miejscach i okolicznościach.




**2 LATA GWARANCJI\***

\*z wyjątkiem akumulatora, przewodu zasilającego i zespołu zbiornika

**Właściwości ssaka LCSU:**

- płynna regulacja podciśnienia
- wysoka wydajność
- manometr wskazujący aktualne podciśnienie
- zasilanie wewnętrzne (akumulator) lub zewnętrzne (12V/220V)
- zabezpieczenie przed zalaniem
- waga tylko 2,8kg



Manometr

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wskaźnik zasilania wewnętrznego

Wskaźnik zasilania zewnętrznego

**88 00 30 Laerdal Compact Suction Unit**

**Zestaw LCSU zawiera:**

- ssak LCSU
- pojemnik wielokrotnego użytku 1200 ml
- przewód ssący
- zasilacz 100 – 240 V
- filtr bakteryjny
- przewód zasilający 12 V z wtyczką samochodową
- torba transportowa
- instrukcja obsługi

**Materiały zużywalne:**

88 49 01 Bacteria Filter - filtr bakteryjny (op. 12 szt.)

