



Laerdal Compact Suction Unit 3 to jeden z najłżejszych dostępnych na rynku ssaków elektrycznych. Jego wydajność w połączeniu z poręcznością, którą zawdzięcza niewielkim rozmiarom i wadze sprawia, że doskonale sprawdza się niemal we wszystkich miejscach i okolicznościach.

Ssak LCSU3 z 800 ml pojemnikiem



Ssak LCSU3 z 300 ml pojemnikiem



2 LATA GWARANCJI*

*z wyjątkiem akumulatora, przewodu zasilającego i zespołu zbiornika

Właściwości ssaka LCSU3:

- płynna regulacja podciśnienia między 50 a 550 mmHg (+/- 27 mmHg)
- wysoka wydajność - przepływ pomiędzy 0 a 27 l/min (zgodnie z ISO 10079)
- wysokiej jakości filtr bakteryjny HEPA
- prosty w użyciu - sterowanie odbywa się za pośrednictwem jednego dużego i wygodnego pokrętki
- zrozumiały i łatwy w obsłudze panel kontrolny przekazujący dane o najważniejszych parametrach
- diody na panelu kontrolnym wskazujące aktualne podciśnienie
- pewność użytkowania dzięki zastosowaniu wysokiej jakości akumulatora NIMH – wystarcza na ciągłą pracę aparatu nawet do 1 godz.
- możliwość zasilania prądem stałym lub zmiennym
- diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy dzięki



Czytelny panel kontrolny

Przycisk włącz/wyłącz

Wskaźnik zasilania zewnętrznego

Wskaźnik zasilania wewnętrznego

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wskaźnik rzeczywistego podciśnienia

Dostępne warianty ssaków LCSU3:

88 00 50 LCSU 3 – ssak z 800 ml pojemnikiem na treści

88 00 60 LCSU 3 – ssak z 300 ml pojemnikiem na treści

Do ssaka **Laerdal Compact Suction Unit 3** z pojemnikiem 800ml możemy zamiennie zamontować pojemnik 300ml

Zestaw LCSU3 zawiera:

- jednorazowy zbiornik na treści z wbudowanym filtrem bakteryjnym HEPA
- panel kontrolny z płynną regulacją podciśnienia
- akumulator
- wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego
- przewody zasilające prądem zmiennym
- miękka torba transportowa (tylko LCSU3 z 800ml pojemnikiem)
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

88 47 01 800ml Disposable Collection Canister –
jednorazowy pojemnik na treści 800 ml (op. 48 szt.)

88 47 03 800ml Disposable Collection Canister –
jednorazowy pojemnik na treści 800 ml (op. 6 szt.)

88 00 50 04 800ml Disposable Canister Pack – zestaw zawierający:
jednorazowy pojemnik na treści 800ml, wieko zamykające, filtr,
kolanko pojemnika, kolanko aparatu, cewnik, przewód podciśnienia

88 60 00 300ml Disposable Collection Canister –
jednorazowy pojemnik na treści 300 ml (op. 10 szt.)

88 49 01 Bacteria Filter - filtr bakteryjny (op. 12 szt.)

Aksesoria dostępne do ssaka LCSU3:

88 46 00 Carry Bag with Shoulder Strap –
torba transportowa z paskiem na ramię do LCSU3 800ml

88 00 60 05 Carry Bag with Shoulder Strap –
torba transportowa z paskiem na ramię do LCSU3 300ml

88 00 70 05 High Capacity Rechargeable Battery 12V DC Ni-MH – akumulator

88 00 70 04 External Battery Charger – zasilacz sieciowy



*Płynna regulacja podciśnienia.
Wygodne, duże pokrętko.*



Wymienny akumulator NiMH

