



Little Family to zestaw trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych.

Manekiny zawarte w zestawie zostały tak dobrane, aby ukazać różnice w budowie anatomicznej osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, a także umożliwić przedstawienie różnic w resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób w różnym wieku.

Manekiny zawarte w zestawie posiadają następujące właściwości:

- naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),
- realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”) – manekiny Little Anne i Little Junior,
- realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej,
- manekin Baby Anne posiada ponadto unikalną funkcję nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia.

Dostępne warianty zestawów:

02 00 80 Little Family

02 00 85 Little Family – manekiny ciemnoskóre

Zestaw Little Family zawiera:

- Manekin Little Anne – manekin osoby dorosłej
- Manekin Little Junior – manekin dziecka
- Manekin Baby Anne – manekin niemowlęcia
- wygodna, poręczna torba transportowa
- 3 maty treningowe
- wymienne drogi oddechowe do manekina Little Anne
- wymienne drogi oddechowe do manekina Little Junior
- wymienne drogi oddechowe do manekina Baby Anne
- wymienna część twarzowa do manekina Little Anne
- wymienna część twarzowa do manekina Little Junior
- wymienna część twarzowa do manekina Baby Anne
- 10 sztucznych ciał obcych do manekina Baby Anne
- 3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów

