



Laerdal Infant Airway Management Trainer to wiernie odtworzony model 3-miesięcznego niemowlęcia do nauki podstawowych i zaawansowanych czynności związanych z drogami oddechowymi.



Właściwości manekina:

- odtworzone z anatomicznymi szczegółami: język, gardło, nagłośnia, krtań, struny głosowe i tchawica
- możliwość wentylacji resuscytатorem
- możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka
- możliwość intubacji przez usta i przez nos
- poprawne wprowadzenie rurki intubacyjnej potwierdzone w praktycznym teście
- symulacja przewentylowania żołądka

250-00250 Laerdal Infant Airway Management Trainer

Zestaw Laerdal Infant Airway Management Trainer zawiera:

- manekin Infant Airway Management Trainer
- spray silikonowy
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

250-21050 Airway Lubricant - spray silikonowy (45 ml)

