



Laerdal IV Torso to manekin służący do nauki wkłuć centralnych i zakładania wlewów dożylnych.



Właściwości:

- dwa główne miejsca dostępu dla wlewów: szyja / okolica podobojczykowa oraz okolica tętnicy udowej
- możliwość założenia wlewów w w/w miejscach dzięki specjalnie skonstruowanym miękkim wkładkom umieszczonym w znajdujących się tam wgłębieniach
- pokryte sztuczną skórą wkładki posiadają żyły wypełnione płynem imitującym krew
- specjalna skóra zamykająca i uszczelniająca się po wyjęciu igły
- sztuczne żyły o samouszczelniających się ścianach wywołujące realistyczny opór podczas przekłuwania
- możliwość uzupełniania sztucznej krwi oraz wymiany wkładek
- możliwość symulacji pulsu za pomocą dołączonej gruszki



Zestaw Laerdal IV Torso zawiera:

- tors dorosłego mężczyzny
- sztuczną krew
- wymienną wkładkę udową i szyjną
- walizkę transportową
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

- 09 20 01 Neck Replacement Pad – wymienna wkładka szyjna
- 09 20 03 Femoral Replacement Pad – wymienna wkładka udowa
- 09 21 03 Simulated Blood - sztuczna krew

