



**Little Junior to lekki i wiernie odtworzony manekin do treningu resuscytacji krążeniowo - oddechowej dziecka.**

W manekinie Little Junior uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii dziecka i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

**Posiada następujące właściwości:**

- naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),
- realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),
- specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku,
- torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,
- szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej

**Dostępne warianty manekina:**

18 00 20 Little Junior

18 00 25 Little Junior – ciemnoskóry

**Zestaw zawiera:**

- **Manekin Little Junior**
- torbę transportową / matę treningową
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi

18 00 22 zestaw 4 manekinów Little Junior w torbie transportowej

18 00 27 zestaw 4 manekinów Little Junior (ciemnoskórych) w torbie transportowej

**Zestaw zawiera:**

- **4 Manekiny Little Junior**
- torbę transportową
- 4 części twarzowe
- 4 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi



**Materiały zużywalne:**

18 30 10 Junior Faces - część twarzowa (op. 6 szt.)

18 30 15 Junior Faces dark skin - ciemnoskóra część twarzowa (op. 6 szt.)

18 32 10 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)

18 32 11 Airways – drogi oddechowe (op. 96 szt.)

15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)

