




Oprogramowanie Laerdal PC SkillReporting System oferuje użytkownikowi korzyści płynące z wykorzystania komputera połączonego z manekinem Resusci Anne w szkoleniu z zakresu resuscytacji i defibrylacji.

System znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagane jest prowadzenie i archiwizowanie szczegółowej dokumentacji szkoleniowej lub istnieje potrzeba kontrolowania kilku stanowisk z manekinami przez jedną osobę.



zestaw nie zawiera komputera



Korzyści dla ćwiczącego:

- możliwość doskonalenia umiejętności dzięki obserwowaniu w czasie rzeczywistym krzywych wentylacji i uciśnień oraz innych rejestrowanych zdarzeń,
- możliwość porównania uzyskanych za pomocą programu graficznych wyników ćwiczeń z wymaganymi standardami w celu oceny rozbieżności i sformułowania dalszych zaleceń.

Korzyści dla instruktora:

- pełna kontrola nad systemem i manekinem,
- monitorowanie i równoległe kontrolowanie kilku sesji treningowych na kilku manekinach za pośrednictwem jednego komputera,
- system współpracuje z technologią **Laerdal LINK** - w połączeniu z defibrylatorem treningowym **Laerdal AED Trainer 2** i manekinem Resusci Anne daje pełną kontrolę nad realizowanym scenariuszem,
- rozbudowany system archiwizowania danych do zarządzania szczegółowymi informacjami o ćwiczących i ich wynikach,
- możliwość zapamiętania zarówno tabelarycznych jak i graficznych wyników ćwiczeń dla późniejszej analizy i porównań,
- wszystkie wyniki ćwiczeń (numeryczne i graficzne) mogą być na żądanie wydrukowane,
- wbudowane narzędzie do podsumowania umiejętności ćwiczącego w celu sporządzenia indywidualnego trybu szkolenia

31 70 00 Laerdal PC SkillReporting System

W skład zestawu wchodzi:

- oprogramowanie na płycie CD
- kabel połączeniowy manekin-komputer