



**Nursing Baby to manekin niemowlęcia przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego zakresu czynności pielęgnacyjnych.**



**Właściwości manekina:**

- manekin niemowlęcia z realistycznymi stawami umożliwiającymi rzeczywisty ruch kończyn
- możliwość pomiaru długości i wagi niemowlęcia oraz przeprowadzania badania lekarskiego
- głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przełykiem połączona z symulowanymi płucami i żołądkiem pozwalająca na trening procedur:
  - higieny uszu, oczu, nosa i ust
  - wkładania cewników i odsysania gardła przez usta i nos
  - zakładania, zabezpieczania i pielęgnacji rurek tracheotomijnych
  - pielęgnacji / odsysania tracheotomii
  - podawania tlenu
  - wprowadzania / pielęgnacji zgłębnika nosowo- żołądkowego, podawania leków, odżywiania przez zgłębnik i płukania żołądka
- ruchome ramię do wkleć (w żyły zgięcia łokciowego i żyły grzbietowe ręki) pozwalające na terapię obwodową i pielęgnację miejsc nakłuć
- ruchoma lewa noga z możliwością wkleć w okolice przyśrodkowe, boczne i z możliwością nakłucia pięty
- ruchoma prawa noga z możliwością wykonywania procedur śródkostnych dzięki uwydatnieniu guzowatości kości piszczelowej i kostki przyśrodkowej oraz możliwością wstrzyknięć w piętę połączoną ze zbiornikiem w kości
- możliwość pielęgnacji przetok żołądkowych łącznie z karmieniem i ilostomią
- wymienne genitalia ze złączami i zbiornikiem pęcherza moczowego pozwalające na stosowanie procedur urologicznych (pielęgnacja krocza, cewnikowanie, zakładanie zbiornika na mocz)
- możliwość wykonywania czynności pielęgnacyjnych rektalnych z możliwością zakładania czopków

**Dzięki wykorzystaniu symulatora VitalSim™ manekin Nursing Baby umożliwia ponadto:**

- Nabywanie umiejętności z zakresu kardiologii
- Symulację tonów serca (zsynchronizowane z zaprogramowanym EKG)
- Symulację szmerów płuc (zsynchronizowane z częstością oddechu 0 – 60 /min; ustawiane obustronnie lub oddzielnie dla każdego płuca)
- Symulację odgłosów perystaltyki (normalne i anormalne)
- Symulację odgłosów pacjenta

*/zobacz więcej informacji na temat symulatora VitalSim™/*



*Symulator VitalSim wymagany do pełnego funkcjonowania manekina Nursing Baby – dostępny osobno*

**Dostępne warianty manekina (nie zawierają symulatora VitalSim):**

**365-05050 Nursing Baby VitalSim** (manekin działający z symulatorem VitalSim)

**365-10050 Nursing Baby** (manekin nie współpracujący z symulatorem VitalSim)

**200-10033 Symulator VitalSim**

**Zestaw Nursing Baby zawiera:**

- Manekin niemowlęcia – pełna postać
- Simulated Rectal Suppositories – symulowane czopki doodbytnicze (3 szt.)
- Manikin Lubricant - środek nawilżający
- spodenki
- sztuczna krew
- torba transportowa
- instrukcję obsługi

**Materiały zużywalne:**

- 250-21050 Airway Lubricant - żel silikonowy
- 365-00450 Replacement Sleeve - Intraosseous Leg  
wymienny rękaw - noga do wkleć doszpikowych
- 365-00550 Replacement Sleeve & Vein - Intraosseous Leg  
wymienny rękaw z systemem żył - noga do wkleć doszpikowych
- 365-00650 Replacement Sleeve & Vein – IV Arm  
wymienny rękaw z systemem żył – ramię do wkleć dożylnych
- 365-00750 Rectal Suppositories - czopki doodbytnicze (3 szt.)

