



**Newborn Anne to realistyczny manekin zaprojektowany do nauki resuscytacji noworodków w pierwszych minutach życia. Manekin pozwala na doskonalenie umiejętności wykonania resuscytacji z uwzględnieniem specyfiki anatomii nowo narodzonego dziecka.**

Zalety produktu:

- Skuteczne właściwości edukacyjne, pozwalające na trening resuscytacji oraz postępowania neonatologicznego.
- Realistyczny anatomicznie noworodek pozwalający na doskonałą symulację
- Zwarta konstrukcja oraz mobilność manekina umożliwiające organizację zajęć i szkoleń w różnych miejscach
- Mnogość zaawansowanych funkcji manekina przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi
- Wbudowane elementy znane z symulatora SimNewB, niezbędne do zdobywania umiejętności w zakresie reanimacji noworodka według wytycznych Programu Resuscytacji Noworodków.

Cechy produktu:

- Anne Newborn odzwierciedla donoszonego, urodzonego w 40 tygodniu ciąży noworodka płci żeńskiej, który wymiarowo odpowiada rozwojowi dla 50 centyla, mając 3,5 kilograma wagi oraz 55 cm długości
- Drogi oddechowe zaprojektowane do nauki ich udrażniania stosując wszystkie techniki intubacji włącznie z zastosowaniem maski krtaniowej i rurki krtaniowej
- Tors manekina przystosowany do odbarczenia odmy opłucnowej poprzez wykonanie nakłucia
- Pępowina z możliwością ręcznej symulacji tętna, cewnikowania lub odcięcia
- Obie kończyny dolne przystosowane do wykonania wkłucia doszpikowego.

Właściwości manekina:

- Realistycznie odtworzona głowa, usta, nos, gardło, żołądek i symulowane płuca
- możliwość odsysania jamy ustnej i nosowej
- możliwość karmienia przez zgłębnik
- możliwość płukania żołądka
- możliwość cewnikowania pępowiny
- możliwość wentylacji resuscytatem i uciskania klatki piersiowej



## 220-25050 Newborn Anne

### Zestaw zawiera:

- Manekin noworodka – pełna postać
- Pępowina
- Zacisk pępowiny
- Środek nawilżający
- Sztuczna krew
- Mydło w płynie
- Majteczki dziecięce
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi

### Materiały zużywalne:

- 250-21050 Środek nawilżający
- 300-00750 Sztuczna krew
- 276-15550 Mydło w płynie
- 277-00150 Zasyпка
- 220-00150 Pępowina (4 szt.)
- 220-05650 Zacisk pępowiny

## Dodatkowe akcesoria

### 220-03550 Anomaly Kit

Manekin Newborn Anne został wzbogacony o dodatkowe akcesoria uzupełniające, pozwalające na przeprowadzanie szkoleń uwzględniających specjalne potrzeby dzieci rodzących się z wadami wrodzonymi:

- Naczyniak limfatyczny
- Zespół policystycznych nerek
- Przepuklina oponowo-rdzeniowa
- Rozszczep wargi
- Uszkodzenia skóry czaszki będące wynikiem porodu kleszczowego
- Przepuklina pępkowa

