



NG Tube and Trach Care Trainer to model torsu dorosłego mężczyzny przeznaczony do nauki dostępu żołądkowo – jelitowego przez nos i usta u pacjentów z ograniczeniami oddechowymi.



**Właściwości modelu:**

- głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przełykiem, symulowanymi płucami i żołądkiem
- płuco i żołądek mogą być napełniane płynem dla realistycznego treningu wykonywania następujących procedur:
  - pielęgnacja tracheotomii i odsysanie
  - możliwość wprowadzania / usuwania sondy żołądkowej
  - wprowadzanie i usuwanie rurki pokarmowej
  - płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik
  - wprowadzanie / pielęgnacja / usuwanie rurki nosowo-jelitowej oraz przełykowej
  - wprowadzanie zgłębnika i odsysanie odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych
  - wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej

**375-1001 NG Tube and Trach Care Trainer**

**Zestaw NG Tube and Trach Care Trainer zawiera:**

- tors dorosłego mężczyzny
- środek nawilżający
- bezrękawnik
- torbę transportową
- instrukcję obsługi

**Materiały zużywalne:**

250-21050 Airway Lubricant – środek nawilżający (45 ml)

300-00850 Trach Plug – zatyczka otworu po tracheotomii

