



Nursing Kid to manekin sześćioletniego chłopca przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego zakresu czynności pielęgnacyjnych małego pacjenta.



Właściwości manekina:

- realistyczne stawy ułatwiające ćwiczenia biernego zakresu ruchów, technik transportu oraz symulację opieki nad dzieckiem na wyciągu
- możliwość treningu ubierania i bandażowania
- głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przetykiem połączona z symulowanymi płucami i żołądkiem pozwalająca na trening procedur:
 - higieny uszu, oczu, nosa i ust
 - wkładania cewników i odsysania gardła przez usta i nos
 - zakładania, zabezpieczania i pielęgnacji rurek tracheotomijnych
 - pielęgnacji / odsysania tracheotomii
 - podawania tlenu
 - wprowadzania / pielęgnacji zgłębnika nosowo- żołądkowego, podawania leków, odżywiania przez zgłębnik i płukania żołądka
- możliwość obustronnych wkłuć domięśniowych w mięśnie pośladkowe i brzuszno-pośladkowe
- ruchome ramię do wkłuć (w żyły zgięcia łokciowego i żyły grzbietowe ręki) pozwalające na terapię obwodową i pielęgnację miejsc nakłuć
- wymienne genitalia ze złączami i zbiornikiem pęcherza moczowego pozwalające na stosowanie procedur urologicznych (pielęgnacja krocza, cewnikowanie, zakładanie zbiornika na mocz)
- połączenie genitaliów za pomocą złącz ze zbiornikiem okrężnicy pozwala na stosowanie procedur lewatywy z użyciem płynu do realistycznego zwrotu

Dzięki wykorzystaniu symulatora VitalSim™ manekin Nursing Kid umożliwia ponadto:

- Symulację tonów serca (zsynchronizowane z zaprogramowanym EKG)
- Symulację szmerów płuc (zsynchronizowane z częstością oddechu 0 – 60 /min; ustawiane obustronnie lub oddzielnie dla każdego płuca)
- Symulację odgłosów perystaltyki (normalne i anormalne)
- Symulację odgłosów pacjenta

/zobacz więcej informacji na temat symulatora VitalSim™/



Symulator VitalSim wymagany do pełnego funkcjonowania manekina Nursing Kid – dostępny osobno

Dostępne warianty manekina (nie zawierają symulatora VitalSim):

350-05050 Nursing Kid VitalSim (manekin działający z symulatorem VitalSim)

350-10050 Nursing Kid (manekin nie współpracujący z symulatorem VitalSim)

200-10033 Symulator VitalSim

Zestaw Nursing Kid zawiera:

- Manekin sześciolatniego dziecka – pełna postać
- Manikin Lubricant - środek nawilżający
- ubranie (koszula szpitalna)
- sztuczna krew
- torba transportowa
- instrukcję obsługi



Materiały zużywalne:

250-21050 Airway Lubricant - żel silikonowy



300-00750 Simulated Blood - sztuczna krew



375-70150 Replacement Skin & Vein System (pediatric)
wymienna skóra ramienia (pediatryczna) z systemem żył



231-00101 Pediatric Intraosseous Leg
noga do wkłuc do szpikowych



350-00150 Valve / Clamp Set Anal (3 szt.) Urinary (3 szt.)
zestaw zaworów/złączy do pęcherza (3 szt.) i do odbytu (3 szt.)

