



Nita Newborn to manekin noworodka do nauki i treningu wykonywania procedur dostępu naczyniowego u noworodków



Właściwości manekina:

- manekin noworodka o wadze 1,8 kg i długości 40 cm
- możliwość zakładania rurek intubacyjnych i rurek do karmienia
- możliwość treningu standardowych wkłuć dożylnych w wielu miejscach w celu pobrania krwi lub podania leku
- możliwość cewnikowania pępowiny

VT-1800 Nita Newborn

Zestaw Nita Newborn zawiera:

- manekin Nita Newborn
- rezerwuar na płyny z przewodami
- Simulated Blood - sztuczna krew
- pieluchę
- walizkę transportową

Materiały zużywalne:

VT-801 Skins and Vein Replacement Set - komplet wymiennych żył i skór
VT-1815 Umbilical Valve Replacement - wymienna zastawka pępowinowa
VT-1805 Vein Replacement - wymienne żyły
VT-609 Large Simulated Blood Reservoir Bag – duży rezerwuar na sztuczną krew
VT-491 Simulated Blood - sztuczna krew