



Practoplast to walizkowy zestaw imitacji ran, który mocujemy do skóry przy pomocy dołączonego specjalnego kleju łatwego do usunięcia po zakończeniu ćwiczeń.



Rany umieszczono na pięciu paletach tematycznych:

Paleta nr 1 „złamania i urazy szczególne”: zamknięte złamanie żuchwy, zamknięte złamanie oczodołu z krwiakiem, otwarte złamanie kości nosowych, otwarte złamanie żeber, rana cięta ściany brzucha z wysunięciem jelita cienkiego, rana oczodołu z rozerwaniem oka.

Paleta nr 2 „złamania, skaleczenia i pogryzienia”: otwarte złamanie kości strzałkowej, otwarte złamanie kości ramiennej, ugryzienie przez psa, rana cięta wskutek skaleczenia szkłem, rana cięta zadana dużym kawałkiem metalu, ukąszenie przez węża, rana cięta.

Paleta nr 3 „złamania i urazy”: złamanie zamknięte kości strzałkowej, złamanie zamknięte kości promieniowej, złamanie otwarte palców dłoni, rana tłuczona łożyska paznokcia, złamanie otwarte palców stopy połączone ze stłuczeniem, odmrożenie palców stopy.

Paleta nr 4 „oparzenia i krwotoki”: oparzenie trzeciego stopnia (zwęglenie tkanki), oparzenie drugiego stopnia z pęcherzykami, oparzenie pierwszego stopnia z rumieniem, oparzenie będące wynikiem naświetlenia promieniami gamma, rana cięta połączona z krwawieniem tętniczym, rana demonstrująca krwawienie z żyły.

Paleta nr 5 „rany różne”: rana szarpana, rana tłuczona, powierzchowne otarcie, rana cięta, rana postrzałowa wlotowa, rana postrzałowa wylotowa, rana mocno poszarpana.

10 00 00 Zestaw do pozoracji ran Practoplast w walizce

Materiały zużywalne:

100019 Concentrated Blood - sztuczna krew w tubce

100025 Glue - klej do ran