



Pediatric Intubation Trainer to realistycznie wykonany model torsu dziecka do nauki intubacji umożliwiający wykazanie w procesie dydaktycznym różnic w postępowaniu związanym z drogami oddechowymi u dzieci i dorosłych.



Właściwości manekina:

- możliwość intubacji przez usta i przez nos różnymi przyrządami
- możliwość wentylacji resuscytатorem
- ręcznie generowane tętno szyjne
- możliwość wykonania masażu serca

255-00001 Pediatric Intubation Trainer

Zestaw Pediatric Intubation Trainer zawiera:

- manekin Pediatric Intubation Trainer
- spray silikonowy
- spodenki
- walizkę transportową
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

250-21050 Airway Lubricant - spray silikonowy (45 ml)

