



Przeznaczony do symulacji podstawowych procedur pielęgnacji pacjenta, manekin Patient Kelly łączy w sobie trwałość wykonania z modułową konstrukcją co czyni go doskonałym manekinem do nauki podstawowych procedur pielęgnacyjnych.



Właściwości manekina:

- głowa z nozdrzami i otworem ustnym ułatwiającymi zakładanie zgłębnika nosowo-żołądkowego w celu płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik
- otwór w tchawicy do umieszczania rurki i jej pielęgnacji
- dwustronne wkładki przedramion do symulacji wkluć dożylnych
- możliwość wstrzyknięć domięśniowych we wkładki mięśniowe naramienne, grzbietowo-pośladkowe, brzuszno-pośladkowe i wkładkę mięśnia obszernego bocznego
- płyta brzuszna z zamiennymi umiejscowieniami stomii ułatwiające pielęgnację / płukanie kolostomii i pielęgnację przetoki krętniczej
- zamienne genitalia żeńskie i męskie z pojemnikami ułatwiającymi cewnikowanie pęcherza moczowego i wykonywanie lewatyw z użyciem płynu do realistycznego zwrotu
- otwory po wkluciach dożylnych podobojczykowych, różne stomie, otwór w klatce piersiowej po odbarczeniu odmy do pielęgnacji i utrzymania miejsc po ranach operacyjnych

301-00001 Patient Kelly

Zestaw Patient Kelly zawiera:

- Manekin dorosłego mężczyzny – pełna postać
- Manikin Lubricant - środek nawilżający
- ubranie (koszula szpitalna)
- zestaw narzędzi do łączenia części