



Resusci Anne Airway Trainer to wymienna głowa do manekinów Resusci Anne umożliwiająca wykonanie tzw. „płytkiej intubacji”, zakładanie oraz wentylację przyrządową przy użyciu rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych, masek krtaniowych, Combitube itp.

System modułowy umożliwia wymianę głowy oraz po podłączeniu modułu elektronicznego rejestrację z automatycznych czujników manekina SkillReporter.



**Dostępne modele:**

**31 60 00 Resusci Anne Airway Trainer Update SkillGuide**

Współpracuje z następującymi manekinami:

- Resusci Anne Basic: 31 00 05; 31 00 06; 31 00 35
- Resusci Anne SkillGuide: 31 00 15; 31 00 16; 31 00 45; 32 00 60; 32 00 80
- wszystkimi nieprodukowanymi już manekinami Resusci Anne z wymiennymi drogami oddechowymi (oprócz Resusci Anne Skillmeter)

**31 62 00 Resusci Anne Airway Trainer Update SkillReporter**

Współpracuje z następującymi manekinami:

- Resusci Anne SkillReporter: 31 00 25; 31 00 55; 32 00 70; 32 00 90; 32 00 25; 32 00 55
- Resusci Anne Skillmeter: 30 00 10

**W skład zestawu wchodzi:**

- Airway Head – głowa do intubacji
- worek imitujący płuco
- worek imitujący żołądek
- Resusci Anne Simulator Eye Set – zestaw wymiennych źrenic
- Airway Lubricant – żel silikonowy
- Instrukcja obsługi

**Materiały zużywalne:**

25 20 90 Airway Lubricant – żel silikonowy

