



Manekin Resusci Anne CPR/D posiada wszystkie funkcje manekina Resusci Anne SkillReporter rozszerzone o możliwość treningu defibrylacji przy użyciu prawdziwego defibrylatora, sterowanego ręcznie lub też półautomatycznie.



*zestaw nie zawiera
defibrylatora*

Manekin posiada następujące właściwości:

- bieżąca kontrola przebiegu ćwiczeń oraz zapis zdarzeń (**panel SkillReporter** umożliwia uzyskanie wydruku),
- możliwa defibrylacja i odczyt EKG z użyciem prawdziwego defibrylatora,
- automatycznie generowane tętno szynne w zależności od wyboru rytmu pracy serca,
- **panel Micro-HeartSim** umożliwia dodanie do realizowanego scenariusza zmian rytmu EKG oraz zapis w rejestrze dodatkowych zdarzeń: wezwanie pomocy, sprawdzenie oddychania, przybycie defibrylatora

Zestaw zawiera:

- **Manekin Resusci Anne CPR/D** w walizce
- 3 części twarzowe
- 2 wymienne drogi oddechowe
- ubranie (spodnie tylko w wersji Full Body)
- elektroniczny panel kontrolny **SkillReporter** wraz z 1 rolką papieru
- panel sterujący przebiegami EKG **Micro-HeartSim**
- instrukcję obsługi



panel SkillReporter

*panel
Micro-HeartSim*

Dostępne warianty manekina:

- 32 00 25 Resusci Anne CPR/D Torso (wersja tors)
- 32 00 55 Resusci Anne CPR/D Full Body (wersja z kończynami)

Materiały zużywalne:

- 31 02 10 Face skin - część twarzowa (op. 6 szt.)
- 31 02 20 Face skin - część twarzowa dekorowana (op. 6 szt.)
- 15 22 50 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)
- 15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)
- 31 50 50 Papier do drukarki panelu SkillReporter (op. 5 rolek)

