



**Manekiny z serii Resusci Anne można z łatwością rozbudowywać o dodatkowe kończyny (transportowe i urazowe), które znacznie rozbudowują paletę funkcji manekina.**

Sposób mocowania kończyn jest bardzo szybki i prosty  
- polega na wprowadzeniu kończyn w odpowiednie otwory za pomocą sprężystych sworzni.



### Dostępne modele kończyn:

#### **31 03 00 Arms / Soft Leg**

Zestaw składa się z miękkich nóg (gąbka) ubranych w spodnie oraz sztywnych, nie zginających się ramion. Kończyny dostępne są również razem z manekinem Resusci Anne (w wersjach Full Body)

#### **31 20 00 Rescue Module**

Kończyny "transportowe" zginają się we wszystkich anatomicznych kierunkach pozwalając na przemieszczenia manekina jak człowieka (na rękach, noszach, desce ortopedycznej) lub umieszczanie w wielu symulowanych sytuacjach (np. w samochodzie)





#### **31 20 50 First Aid / Trauma Module**

Kończyny "Trauma" to rozwinięcie kończyn transportowych o moduły urazowe, umożliwiające kompleksową naukę opatrywania wielu różnorodnych obrażeń. Przygotowane urazy: poparzone ramię, złamania otwarte kości udowej i przedramienia, złamanie zamknięte kości goleniowej, obce ciało wbite w udo, rany cięte i szarpane, stłuczenia, amputacja palca stopy.

#### **09 00 50 Bleeding Control Leg**

Nogi do nauki technik tamowania krwotoku z tętnicy udowej (rana postrzałowa). System przewodów i miękki zbiornik pozwalają na realistyczną symulację wypływu krwi.



#### **31 20 25 IV Arm**

Ramię do nauki wkłucć dożylnych. Specjalny system żył i wymienna skóra pozwalają na osiągnięcie wysokiego realizmu ćwiczeń.

**31 20 53 Leg Assembly Right w/Wounds** – prawa noga z ranami

**31 20 52 Leg Assembly Left w/Wounds** – lewa noga z ranami