



Manekiny Resusci Junior Basic i Resusci Junior SkillGuide oferują znakomite możliwości realistycznego treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dzieci.



Posiadają następujące właściwości:

- poprawna anatomicznie budowa manekina umożliwia realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej
- symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy / wysunięcie ruchomej żuchwy)
- unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu
- symulowane tętno szyjne
- szybkie w wymianie drogi oddechowej i części twarzowej (te same co w manekinie Little Junior)

Dołączony panel SkillGuide umożliwia bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań:

- prawidłową ilość wdmuchiwanego powietrza,
- prawidłowe tempo wdmuchnięć,
- prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej,
- prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.



Resusci Junior Water Rescue jest manekinem specjalnie zaprojektowanym do ćwiczeń z ratownictwa wodnego.



Zestaw zawiera:

- **Manekin Resusci Junior**
- walizkę transportową
- matę treningową
- 3 części twarzowe
- 3 wymienne drogi oddechowe
- ubranie
- Model oznaczony jako **SkillGuide** zawiera elektroniczny panel kontrolny
- Model oznaczony jako **Water Rescue** ma wbudowany zestaw do ratownictwa wodnego Water Rescue Update Kit
- instrukcję obsługi

Dostępne warianty manekina:

- 18 00 10 Resusci Junior
- 18 00 11 Resusci Junior SkillGuide
- 18 00 12 Resusci Junior Water Rescue
(wersja bez panelu SkillGuide do ćwiczeń w wodzie)

Materiały zużywalne:

18 30 10 Junior Faces - część twarzowa (op. 6 szt.)

18 32 10 Airways – drogi oddechowe (op. 25 szt.)

18 32 11 Airways – drogi oddechowe (op. 100 szt.)

15 12 01 Manikin Face Shields - serwetki do ćwiczeń na manekinie (6 rolek po 36 sztuk)

