



Oryginalne kołnierze ortopedyczne Stifneck umożliwiają znakomite usztywnienie odcinka szyjnego kręgosłupa i mają perfekcyjnie dobrane kształty i rozmiary.



Właściwości kołnierzy Stifneck:

- wyjątkowa stabilizacja nie ograniczająca czynności związanych z wentylacją
- łatwy wybór właściwego spośród sześciu oznaczonych różnymi kolorami rozmiarów dzięki prostej metodzie pomiaru palcami
- 4 rozmiary dla dorosłych i 2 dla dzieci zapewniają dopasowanie kołnierza dla 100% ludzkiej populacji
- duży otwór w części przedniej kołnierza zapewnia dogodny dostęp do szyi pacjenta dla sprawdzenia tętna lub wykonania innych czynności medycznych
- przepuszczalne dla promieni X



Kołnierze dziecięce posiadają duży otwór w części potylicznej ułatwiający badanie poszkodowanego



Zdjęcie przedstawia torbę Carry Bag z sugerowanym zestawem sprzętu ratowniczego.

Dostępne warianty kołnierzy Stifneck:

98 00 00 Zestaw kołnierzy Stifneck w torbie (6 szt.)

98 07 00 Carry Bag – torba transportowa

98 06 00 Stifneck Tall Collar (Adult) – kołnierz ortopedyczny dla dorosłych "wysoki"

98 05 00 Stifneck Regular Collar (Adult) - kołnierz ortopedyczny dla dorosłych "normalny"

98 04 00 Stifneck Short Collar (Adult) - kołnierz ortopedyczny dla dorosłych "niski"

98 03 00 Stifneck No-Neck Collar (Adult) - kołnierz ortopedyczny dla dorosłych "bardzo niski (bez szyi)"

98 02 00 Stifneck Paediatric Collar - kołnierz ortopedyczny dziecięcy

98 01 00 Stifneck Baby No-Neck Collar - kołnierz ortopedyczny dziecięcy "niski"