



**Thomas Tube Holder - uchwyt do rurki intubacyjnej zaprojektowany by ułatwić i usprawnić mocowanie rurki po jej wprowadzeniu do tchawicy.**




**Właściwości uchwytów do rurek intubacyjnych Thomas:**

- wygodne i szybkie w użyciu – bez konieczności unoszenia głowy pacjenta
- mocny rzep umożliwiający szybkie zapięcie
- możliwość prowadzenia wentylacji podczas zakładania, regulowania i usuwania uchwytu Thomas
- specjalna śruba dociskająca rurkę zapobiega jej przemieszczaniu
- miękka pianka i wyściółka wewnętrznej strony paska mocującego zwiększają komfort pacjenta
- pasek posiadający powłokę zapobiegającą wczepianiu się włosów pacjenta podczas zapinania
- specjalnie zaprojektowany otwór umożliwia użycie ssaka bez konieczności zdejmowania uchwytu
- dostępne w wersjach dla dzieci i dla dorosłych – różne kolory pasków dla łatwej identyfikacji wersji



*uchwyt dla dorosłych*



*uchwyt pediatryczny*

**Dostępne warianty uchwytów Thomas Tube Holder:**

- 600-10000 - Thomas Tube Holder Adult - uchwyt w wersji dla dorosłych
- 600-30000 - Thomas Tube Holder Adult Green – uchwyt w wersji dla dorosłych (zielony)
- 600-20000 - Thomas Pediatric ET Tube Holder – uchwyt w wersji dla dzieci

